

## ANEXO

**El producto JUVÉDERM® VOLUMA CON LIDOCAÍNA se encuentra registrado y aprobado por el INVIMA para su importación y comercialización en Colombia, bajo registro sanitario INVIMA 2019DM-0002692-R1.**

**JUVÉDERM® VOLUMA CON LIDOCAÍNA**

**LOTE: VB31B91950**


**FECHA FABRICACIÓN: 2020.06**

**FECHA VENCIMIENTO: 2023.07**


**REFERENCIA: 94151EC**

**PRESENTACIÓN: Caja x 2 jeringas de 1 mL**

**IMÁGENES DEL PRODUCTO JUVÉDERM® VOLUMA CON LIDOCAÍNA FALSIFICADO**












Juvéderm  
**VOLUMA™**  
WITH LIDOCAINE

INJECTABLE GEL




 **LOT** VB31891950  
 2020.09  
**CE**  2022.10  
0459 **REF** 94506JR

ALLERGAN  
44516EC10B




Juvéderm  
**VOLUMA™**  
WITH LIDOCAINE

INJECTABLE GEL

 **LOT** VB31891950  
 2020.09  
**CE**  2022.10  
0459 **REF** 94506JR

ALLERGAN  
44516EC10B



EN Only for professional use  
 FR Réservé à un usage professionnel  
 DE Ausschließlich für die Anwendung durch Ärzte vorgesehen  
 ES Solo para uso profesional  
 IT Reservato per uso professionale  
 PT Reservado para utilização profissional  
 TR Yalnızca profesyonel kullanım içindir.  
 NO Forberedt profesjonell bruk.  
 SV Endast för professionell användning.  
 NL Enkel voor professioneel gebruik.  
 PL Wyłącznie do rozstawania przez profesjonalistów.  
 UK Тільки для професійного використання.  
 RU Предназначено для профессионального использования.  
 AR مخصص للاستخدام الطبي.

Juvéderm®

2x1 mL


ALLERGAN

65285JR12  
 Revision 2023-05-03

ALLERGAN  
 Route de Promery  
 Zone Artisanale de Pré-Mairy  
 74370 PRINGY-FRANCE  
 Tel : (33) 04 50 27 27 03  
 Fax : (33) 04 50 27 26 89

CE (2009)  
 0459





**Dentro de las inconsistencias detectadas en el producto JUVÉDERM® VOLUMA CON LIDOCAÍNA FALSIFICADO se puede evidenciar:**

- Sellos de seguridad AUSENTES.
- Número de lote, Fecha de Fabricación, Fechas de Vencimiento y Referencia (SKU) ADULTERADOS.
- Vida útil del Producto ADULTERADA informando Tres (3) años y Un (1) mes de vigencia.
- Verificación del Código QR, NO CORRESPONDE a lo impreso en la caja del producto.
- Etiquetado de acondicionamiento AUSENTE.
- Código de trazabilidad AUSENTE.
- Artes impresos de propiedad de marca AUSENTES.
- Calidad de impresión muy baja y Artes que no concuerdan con lo aprobado en el registro sanitario.
- La fecha de vencimiento del empaque interior NO CONCUERDA con la impresa en la caja.
- Verificación del Código QR del empaque interno, NO PUEDE SER LEIDO.
- Fecha de revisión del inserto ADULTERADA e impresión de baja calidad.
- La información del Inserto NO ESPECIFICA la referencia del producto.
- La fecha de vencimiento de la jeringa NO CONCUERDA con la impresa en la caja, ni la del empaque interior.

El producto JUVÉDERM® ULTRA 4 no se encuentra registrado ni aprobado por el INVIMA en Colombia. Esta referencia de producto no ha sido ni es comercializada actualmente en Colombia o en países de la Región LATAM, tal y como se informó en el 2019 mediante Alerta [DA1905-535](#)

**JUVÉDERM® ULTRA4**

**LOTE:** S30LA60506

**FECHA FABRICACIÓN:** 2020.07

**FECHA VENCIMIENTO:** 2023.08

**REFERENCIA:** 94553JR

**PRESENTACIÓN:** Caja x 2 jeringas de 1 mL

**IMÁGENES DEL PRODUCTO JUVÉDERM® ULTRA 4 FALSIFICADO**











***Dentro de las inconsistencias detectadas en el producto JUVÉDERM® ULTRA 4 FALSIFICADO se puede evidenciar:***

- Sellos de seguridad AUSENTES.
- Número de lote, Fecha de Fabricación, Fechas de Vencimiento ADULTERADOS.
- Vida útil del Producto ADULTERADA informando Tres (3) años y Un (1) mes de vigencia.
- Verificación del Código QR, NO CORRESPONDE a lo impreso en la caja del producto.
- Artes impresos de propiedad de marca ADULTERADOS.
- Los códigos del material impreso de la caja, así como sus logos y pictogramas NO CORRESPONDEN.
- La fecha de vencimiento del empaque interior NO CONCUERDA con la impresa en la caja.
- Verificación del Código QR del empaque interno, NO PUEDE SER LEIDO.
- Fecha de revisión del inserto ADULTERADA e impresión de baja calidad.
- La información del Inserto NO ESPECIFICA la referencia del producto.
- La fecha de vencimiento de la jeringa NO CONCUERDA con la impresa en la caja, ni la del empaque interior.

**Nota:** La información aquí consignada fue allegada por el importador autorizado en el país para los dispositivos médicos involucrados, los fabricantes e importadores autorizados de los productos originales no podrán ser responsables por productos adulterados que sean comercializados por terceros.